



Cat. No. SPD-1001 (50 preps)

## HiSP Blood DNA Extraction Kit

### Application

Extract DNA from blood

### Storage Conditions

Description	Amount	Preparation	Storage
Blood DNA Solution	25 mL		RT
DNA Washing Solution I	12 mL	사용 전에 96~100% Ethanol 28mL을 첨가하십시오.	RT
DNA Washing Solution II	12 mL	사용 전에 96~100% Ethanol 28 mL을 첨가하십시오.	RT
DNA Elution Buffer	7.5 mL		RT
DNA Spin Column	50 ea	Yellow color Spin Column	RT
Collection Tube	50 ea		RT

# HiSP Blood DNA Extraction Kit

## Before Starting

- ◆ DNA Washing Solution I, DNA Washing Solution II에 96~100% Ethanol 28 mL을 넣고 잘 섞어줍니다. Ethanol을 넣은 후 용기에 첨가되었음을 표시합니다.

## Important Notes

- ◆ 모든 단계에서의 Centrifugation은 실온, 13,500 rpm에서 진행합니다.
- ◆ 각 단계에서 Solution이 Spin Column에 막혀 완전히 하층액으로 통과되지 않을 경우, Centrifuge 시간을 늘려서 Spin Column에 Solution이 남아 있지 않도록 합니다.

## Protocol

- 1 Tube에 담긴 혈액을 5~6회 Invert한 후에 100~200  $\mu$ L를 새 1.5 mL microtube에 옮겨줍니다.  
<Note> EDTA 또는 Heparin이 처리된 채혈 tube에 채혈한 혈액을 사용하십시오.  
<Note> Whold Blood는 채혈 직후의 혈액 사용을 권장합니다. 응고된 혈액을 사용할 경우 RNA 추출 효율이 현저히 감소되므로, 추출 전 혈액의 응고 여부를 확인해주시요.
- 2 Blood DNA Solution 400  $\mu$ L를 첨가하고 15초간 Vortex합니다.  
<Note> Vortex는 짧게 여러번에 나누어서 진행합니다.
- 3 96~100% Isopropanol 400  $\mu$ L를 넣어준 후 15초간 vortex합니다.
- 4 Lysate 500  $\mu$ L를 DNA Spin Column에 옮겨줍니다.
- 5 15초간 Centrifuge한 후에 하층액을 제거합니다.
- 6 남은 Lysate를 첨가하여 15초간 Centrifuge한 후에 하층액을 제거합니다.
- 7 DNA Washing Solution I을 700  $\mu$ L 첨가하여 15초간 Centrifuge한 후에 하층액을 제거합니다.
- 8 DNA Washing Solution II를 400  $\mu$ L 첨가하여 30초간 Centrifuge한 후에 하층액을 제거합니다.
- 9 새 1.5 mL microtube에 DNA Spin Column을 옮기고 DNA Elution Buffer 50~100  $\mu$ L를 첨가합니다.
- 10 상온에서 1분간 Incubation한 후, 1분간 Centrifuge하여 DNA를 Elution합니다.
- 11 상단의 DNA Spin Column을 제거하고 Eluent를 보관합니다.

