

B사 장치 및 부품 호환



4 Gel 동시 Transfer



백금선 등 부품 수리 가능



필요한 부품만 단품 구매 가능


## B사 전기영동장치 완벽 호환

부품 교체 · 수리 · 확장까지

## BCodePro™ Electrophoresis Cell



- 01 Electrode Assembly
- 02 Companion Module
- 03 Casting Frame
- 04 Casting Stand Gasket, 2/pk
- 05 Casting Stand
- 06 Spacer Glass Plate, 5/pk (0.75/1.0/1.5 mm)
- 07 Short Plate, 5/pk
- 08 Buffer Dam
- 09 Comb, 10-well, 5/pk (0.75/1.0/1.5 mm)
- 10 Comb, 15-well, 5/pk (0.75/1.0/1.5 mm)
- 11 Trans Blot Central Core for 2-Gels
- 12 Mini Gel Holder Cassette for 2-Gels
- 13 Foam Pads for 2-Gels, 4/pk
- 14 Trans Blot Central Core for 4-Gels
- 15 Mini Gel Holder Cassette for 4-Gels
- 16 Foam Pads for 4-Gels, 8/pk
- 17 Cooling Unit
- 18 Cell Lid with Power Cables
- 19 Buffer Tank



## 실험 목적별 최적의 구성



BCS-PR81006  
**Electrophoresis Cell for 4-Gels**

Gel 4장 동시에 전기영동

Includes:  
01 × 1 02 × 1 18 × 1 19 × 1



BCS-PR80012  
**Casting Stand Set**

Gel 2장 동시에 제작  
\* Glass, Comb 별도

Includes:  
03 × 2 04 × 1 05 × 1



BCS-PR82006  
**Trans Blot Module Set for 2-Gels**

Gel 2장 동시에 트랜스퍼

Includes:  
11 × 1 12 × 2 13 × 1



BCS-PR82010  
**Trans Blot Module Set for 4-Gels**

Gel 4장 동시에 트랜스퍼

Includes:  
14 × 1 15 × 4 16 × 1

## 고장난 전기영동 장치 버리지 마세요!

백금선 및 전극 등 수리 가능

