

Cooling block의 한계를 넘었다!

ICE RACK

Long-lasting Cooling Block

금방 미지근해지는 cooling block 때문에
수시로 교체하며 실험하고 계신가요?

ICE RACK은
장시간 안정적인 온도 유지로 실험을 끊임 없이 이어줍니다.




안정적인 저온 유지



튜브 규격별 라인업



가벼운 무게



안정적인 냉각 유지 성능

-18°C 보관 후 상온(23±2°C)에서 비교 시험 결과,
타사 Cooling block은 약 3시간 후 16.4°C까지 상승한
반면 BIOCODE ICE RACK은 약 5.0°C 수준을
유지했습니다.

ICE RACK은 특허 등록된 고흡수성 폴리머를 내부에
충전해 장시간 냉각 성능을 유지하도록 설계되었습니다.

본 결과는 특정 시험 조건에서의 측정값으로, 실제 사용 환경에 따라
달라질 수 있습니다.

Available Configurations

IR-0200	ICE RACK, 0.2 mL × 96
IR-0207	ICE RACK, 0.7 mL × 24 + 0.2 mL × 30
IR-1500	ICE RACK, 1.5 mL × 24
IR-2000	ICE RACK, 2 mL cryo tube × 18
IR-5015	ICE RACK, 50 mL × 4 + 15 mL × 3

 **SCINOMICS**

 042-824-9157

 <https://scinomics.kr>

 info@scinomics.kr