

MPC-P25

Microplate Centrifuge

ALLSHENG




Plate 및 Tube 장착 방법

Features

1. 독특한 수평구조의 원심분리기입니다.
2. Microplate, PCR Plate, PCR Strip Tube, PCR Single Tube 등 다양한 샘플을 장착하여 사용할 수 있습니다.
3. 작동 소음이 거의 없이 조용하게 사용할 수 있습니다
4. 타이머를 이용하여 작동할 수 있습니다.

Application



96 well ELISA Plates



96 well, 384 well PCR Plates



8 x 0.2mL PCR Strip Tubes




0.2mL PCR Tubes

Adaptor



0.2ml x 8 strip PCR tubes or
Adaptors for 0.2mL PCR tubes



Adaptor for
skirted, half-skirted or
unskirted PCR Plates

Specification

Catalogue No.	MPC-P25
Max. Rotational Speed	2,200 rpm
Max. RCF	480 x g
Capacity	2 pcs PCR plates / ELISA plate / 24 x PCR strip tubes / 192 x 0.2ml tubes
Weight	3.6 Kg
Dimensions (L x W x H) mm	290 x 360 x 140 mm
Power Supply	AC 220V, 50/60Hz

MINI-P25

Microplate Centrifuge

ALLSHENG



MINI-P25는 PCR Plate 전용 원심분리기 제품입니다. PCR 전에 Spin Down하여 용액을 한 곳으로 모아주는 역할을 하기 때문에 PCR 증폭 효율을 높일 수 있습니다.
 RUN 버튼을 누르는 시간에만 작동하고, 최고속도 도달 시간 및 멈추는데 소요되는 시간이 짧아 빠른 Spin Down이 가능합니다.

Features

1. PCR Plate 전용으로 사용할 수 있습니다.
2. Tube 벽면에 있는 물방울을 빠른 Spin Down이 가능합니다.
3. PCR 전 사용으로 증폭 효율을 높일 수 있습니다.
4. 모든 규격 사이즈의 PCR Plate 사용이 가능합니다.

Specification	
Catalogue No.	MINI-P25
Max. Rotational Speed	2,500 rpm
Max. RCF	500 x g
Capacity	2 pcs PCR plate
Dimensions (L x W x H) mm	190 x 220 x 186 mm
Weight	2.1 Kg
Power Supply	AC 220V, 50/60Hz

MP-2500

Microplate Centrifuge

MiX MIIXLAB



Features

1. 모든 규격 사이즈의 PCR Plate를 사용할 수 있습니다.
2. Short Spin 또는 타이머 설정 작동이 가능합니다.
3. 최고 속도 2800 rpm로 빠른 가속 감속을 할 수 있습니다.
4. PCR 증폭 효율을 높일 수 있습니다.

Specification			
Catalogue No.	MP-2500	Catalogue No.	MP-2500
Max. Rotational Speed	2,800 rpm	Acceleration Time	≤15 s
Max. RCF	600 x g	Deceleration Time	6 s
Max. Rotor Radius	63 mm	Power	48 W
Noise Level	≤55 db	Voltage	DC 24V, 2A
Timer	1 s - 99 s (Short Spin)	Dimension	220 x 245 x 200mm
Capacity	2 x 96 well PCR plate, 24 x 0.2ml strip PCR tube, 192 x 0.2ml single PCR tube		