

BCodePro™ 10× Fast Running Solution




SDS-PAGE 아직도 한시간 전기영동하세요?

SDS-PAGE


최대 300 V, 20분 이내에 전기영동 완료!
(Mini-size gel 기준)

Running buffer만 바꾸시면 고속 전기영동이 가능합니다.

8% gel 과 함께 쓰시면 gradient gel 효과까지!



8% Tris-Glycine gel
+
Tris-Glycine-SDS Buffer



8% Tris-Glycine gel
+
Fast Running Buffer