



# X-ONE EASY KIT

현장에서 간편하게 핵산 추출

별도의 장비 없이 1~2분 이내에 핵산 추출

## 구성품


### COLUMN TIP



### SYRINGE




### BUFFER CONTAINER



제조사 : 주식회사 아이진  
판매사 : 주식회사 싸이노믹스



전화번호: 042-824-9157  
홈페이지: SCINOMICS.KR

## 사용 방법



## 실시예

Lane	sample	Test	Cq
1	DH5α	NTC	N/A
2		P.C 1	11.23
3		P.C 2	19.31
4		P.C 3	20.81
5		Easy Kit 1	20.14



Lane	sample	Test	Cq
1	Lacto-bacillus plantarum	NTC	N/A
2		P.C 1	20.02
3		P.C 2	20.09
4		P.C 3	23.96
5		Easy Kit 1	27.09

