

# BrightBAND


## Prestained Protein Standards



더욱 더 Sharp한 band를 볼 수 있는

소량만 넣어도 깨끗하게

## Prestained 3-color Protein marker



Red 75 kDa과 green 25 kDa으로 쉽게 size 측정 가능

별도의 열처리 (boilin 등) 필요없이 바로 gel에 로딩

10~245 kDa의 넓은 범위로  
약 12개의 단백질까지 covering

경쟁사 대비 소량만 넣어도  
깨끗한 band 획득 가능



Cat No	BB0312
MW Range	11~245kDa
Bands	12
Colors	3
Volume	250 ulx2
Storage	- 20°C

**BB0312**